

Техническое задание Экспресс-центрифуга

№	Технические характеристики	Соответствие требованиям	
		Да	Нет
	Общие требования		
1	Регистрационное удостоверение Минздрава Украины - наличие		
	Требуемые характеристики		
1	Специализированная экспресс - центрифуга для подготовки проб		
2	Количество мест в роторе – 8		
3	Объём пробирки от 2 до 10		
4	Автоматическая блокировка крышки		
5	Скорость – от 300 до 4000 об/мин		
6	Режим ускорения – 1850G		
7	Выбор времени цикла: до 30 минут		
8	Габариты 26 x 30 x 20 см		
9	Вес не более 7,3 кг		
10	Гарантия – 12 месяцев		
11	Инструкция на русском языке – наличие		